

## Bruksanvisning Mills Lammull

Mills Lammull är en långfibrig, väldigt mjuk och specialrenad ull (100 % lammull) som effektivt absorberar fukt och bevarar huden torr. Produktens centrala användningsområde är att förebygga och vårda hudinflammation mellan tårna och i hudveck. Dessutom skyddar lammullen tårnas ledytter och hud från yttre påfrestningar såsom skavande skor. Produkten lämpar sig utmärkt även för att värma kalla, frysande tår och som stötdämpare i skorna. Mills Lammull orsakar inte klåda och innehåller inte allergiframkallande lanolin. Mills Lammull kan ersätta talk men lämpar sig även för användning tillsammans med talk.

### Använd särskilt Mills Lammull i följande situationer:

- vid skavande och irriterad hud, fukt mellan tårna
- vid blåsor, liktornar och förhårdnader på tårna
- för separation av tårna
- för ben, ljumskar eller hudveck som utsätts för svampinfektioner
- för vård av fotproblem hos personer som bl.a. lider av diabetes, ledsjukdomar, psoriasis eller perifer artärsjukdom i de nedre extremiteterna.
- kraftigt transpirerande fötter
- kalla, frysande tår och fötter
- i samband med träning: vandring, löpning mm.
- vid ibruktagande av nya skor

### Bruksanvisning för Mills Lammull:

1. För skavande hud och fukt mellan tårna: Lösgör en fingertjock remsa av lammullen. Linda ullen löst runt tårna så att den går under eller ovanpå tårna. Ju lösare du lindar ullen desto bättre når den båda sidor av tårna och lederna som skydd. Klipp bort överflödigt ull och vik ullremsans ändrar runt tårna. Vira inte in lammullen runt tårna så att den hindrar blodflödet.
2. I värmande och dämpande syfte: Bred ut lammullen i bredd med tårna, förkorta till lämplig storlek och vik yllebiten runt tårna. Lammullen isolerar och värmer mer effektivt ju tjockare ullager man har.

CE-märkt medicinteknisk produkt. Endast för utvärtes bruk. Förvaras utom räckhåll för barn.

